

3차원 균형훈련기 (3DBT-12) 사용설명서



식품의약품 안전처 허가
제인 13-2142호

목 차

I

장비 소개

II

구성품 및 외관 설명

III

주의 사항

IV

사용 방법

1. 제품명 : 3차원 균형 훈련기
2. 모델명 : 3DBT-12
3. 인허가명 : 조합의료기기(운동성시험평가장치, 수동식기능회복용 기구)
4. 성능 및 사용목적
 - 1) 근육의 강도, 관절의 운동 범위 등을 측정 및 평가하는 기구
 - 2) 인체의 저하된 기능을 회복하기 위하여 훈련 등에 사용 하는 기구

- 수평무게중심 이동과 수직 구부림 훈련을 시키는 훈련기
- 의학적 근거에 의한 정확하고 효과가 큰 재활 훈련기
- 본인의 선택과 의지에 의한 능동적인 운동
- 게임으로 하는 즐거운 재활운동
- 짧은 시간 사용에 재활 효과가 큰 훈련기

I

장비 소개

5. 전원 규격

전원 정격	AC100~240, 50~60Hz
소비 전력(VA)	60VA
퓨즈	SMPS 사양에 따름
정격보호형식 및 등급	1급 BF형 기기

주의) 전원은 반드시 접지되어야 한다.

II 구성품 및 외관설명


본 체



확장프레임
(옵션)



기울기 센서
(Tilt Sensor)



아답터



사용설명서

3차원 균형훈련기 (3DBT-12)
사용설명서




식품의약품 안전처 허가
제인 13-2142호


II

구성품 및 외관설명

확장프레임(옵션)




II 구성품 및 외관설명



번호	명칭	기능
1	Touch LCD 모니터	사용자 인터페이스 입출력
2	기울기 센서(Tilt Sensor)	다리 기울기 측정
3	손잡이	안정된 자세 유지
4	우측 하중 센서	우측 하중을 감지
5	좌측 하중 센서	좌측 하중을 감지
6	확장프레임(옵션)	넘어짐 예방

III 주의 사항

1. 최초 설치 시 사용자는 설치자에게 장비의 전반적인 사용법을 교육받는다.
2. 습도가 높거나 물기가 있는 장소에서의 사용을 금지한다.
3. 전원 및 통신, USB 등에 사용되는 케이블은 파손된 상태로 사용을 금지하며, 파손 시 제조사나 판매처에 A/S를 요청한다.
4. 사용자는 신체나 의복이 젖은 상태에서 장비를 조작하거나 전원을 연결하는 행위를 금지한다.
5. 주위의 다른 기기로 부터 발생하는 전자기장 또는 RF에 노출될 경우 기기의 오작동 및 고장을 유발하므로, 주위에 다른 전자기기(핸드폰, 모터 등) 배치를 가능한 피한다.
6. 장비 이동 시 전원 및 통신, USB 등과 같은 케이블을 잡고 이동하지 않는다.
7. 모니터의 외형은 각이져 있으므로 충돌에 주의한다.
8. 장비에 제공되는 액세서리만을 사용해야 하며, 파손된 액세서리의 사용을 금지한다.
9. 사용하기 전 반드시 각종 케이블의 연결이 정확한지 확인한 후 사용한다.
10. 다른 기기의 연결을 금지한다.
11. 장비 사용 시 프로그램이 비정상적으로 정지되면 화면에 있는  앱 아이콘을 터치한다.
12. 모니터 터치는 손가락으로 천천히 누르고, 손톱으로는 누르지 않는다.
13. 장비의 사용 시 전원버튼이 작동하지 않거나 기기의 오작동이 발생할 경우, 반드시 제조사나 판매처에 A/S를 요청하여 대처한다.

III 주의 사항

14. 임의 **분해나 부적절한 조립을 금지**한다.
15. 장비는 모터와 근접사용 시 오작동의 가능성이 있으므로 가능한 피한다.
16. 정신적인 장애나 음주 등으로 **정상적인 판단이 불가능한 자는 사용을 금지**한다.
17. 사용자의 과도한 움직임은 훈련 및 측정, 평가에 부정확한 결과값을 출력할 수 있으므로 **정확한 자세로 천천히 사용**한다.
18. 전원케이블은 반드시 접지가 된 콘센트에 사용하고, **접지가 되지 않은 멀티탭 사용을 금지**한다.
19. 정도에 따라 필요 시 도우미 또는 물리치료사의 도움을 받아 사용하여야 한다.
20. 강한 충격이나 무리한 힘을 가하지 말아야 한다.
21. 사용 중 경련, 어지럼 증상을 비롯한 신체적인 이상 징후가 있을 경우에는 즉시 사용을 중지하고 전문가의 상담을 받아야 한다.

IV

사용 방법

4.1 준비

1) 사용 전 점검사항

- 하단에 물기가 없는지 확인한다.
- 평평한 곳에 놓였는지 점검한다.
- 제조사에서 규정한 전압규격과 일치하는지 확인한다.
- 전원 케이블을 연결하여 아답터 LED에 불이 들어오는지 확인한다.
- 사용설명서를 잘 숙지한 후 장비를 사용한다.

2) 확장프레임(옵션) 설치 방법

- 본체 상단에 있는 검정색 cap을 빼고 확장프레임을 장착한다.



IV 사용 방법

4.2 전원 켜기


- ① 본체 후면 아래에 기울기센서(Tilt Sensor)을 연결한다.
- ② 아답터(Adapter)케이블을 화살표가 위로 향하도록 연결한다.
- ③ Power S/W 메인 전원을 켜다.



IV

사용 방법

- ④ 모니터 우측 하단의 모니터 Power 스위치를 1초 이상 누른다. 전원이 켜지면 “Man&tel” 로고와 “BAL PRO” 로고가 화면에 표시된다.



IV 사용 방법

4.3 기울기 센서 착용

- 1) 기울기 센서 벨트 조립 방법(기울기센서와 벨크로 벨트는 초기에 조립되어 공급.)
 - 기울기센서 적색 화살표가 아래로 향하도록 벨크로 벨트에 붙인다. (그림 4.1, 그림 4.2)
 - 오디오 플러그를 기울기 센서와 연결한다.



그림 4.1





그림 4.2

IV 사용 방법

2) 기울기센서 벨트 착용법 (기울기센서 벨트는 꼭 아픈다리(환측)에 착용해야한다.)

- 오디오 플러그의 케이블이 아래로 향하고 기울기센서가 바깥쪽을 향하게 착용 하여야 한다. (그림 4.3)
주의) 오디오 플러그의 케이블이 위를 향하거나, 다리의 앞쪽, 뒤쪽, 안쪽으로 위치하면 오작동이 발생함.
- 기울기센서는 아픈 다리의 무릎 위 약 5~10cm(허벅지 아래 부분)에 착용하며, 무릎을 굽혔을 때 벨트가 내려오지 않도록 벨트 끈을 잡아당겨 착용하고 고정집게를 주머니근처에 당겨서 고정시킨다.(그림 4.4)
주의) 기울기센서 벨트를 무릎 아래(종아리)에 착용하면 오작동이 발생할 수 있다.

(오른쪽다리 재촬영)



<오른쪽다리 착용>


그림 4.3



그림 4.4



(왼쪽다리 재촬영)



<왼쪽 다리 착용>



IV 사용 방법

4.4 초기 화면



- 1) 사용자선택 : 기존 사용자가 사용할 때 클릭 한다.
- 2) 신규등록 : 최초 사용자 신규 등록할 때 클릭 한다.
- 3) 시스템설정 : 시스템 설정 변경할 때 클릭한다.
- 4) 시스템종료 : 모니터 전원 및 프로그램을 종료할 때 클릭한다.

4.5 신규 등록

The screenshot shows the '신규 신상 정보' (New User Information) form. The form has a title bar with a home icon and a back arrow. Below the title bar, there are five rows of input fields, each with a red circled number (1-5) to its left. Row 1: '이름' (Name) with a text box containing '맨엔텔'. Row 2: '사용자번호' (User ID) with a text box containing 'Leg123'. Row 3: '생년월일' (Date of Birth) with a date picker showing '1987 - 12 / 20'. Row 4: '성별' (Gender) with a dropdown menu showing '남'. Row 5: '재활다리' (Rehabilitation Leg) with a dropdown menu showing '왼쪽'. To the right of the form, there is a button labeled '가상키보드' and a '다음' (Next) button at the bottom.

- ① 이름 : 사용자의 이름을 입력한다.
- ② 사용자 번호 : 사용자 고유번호를 입력한다(영문, 숫자 가능)
- ③ 생년월일 : 생년월일을 입력한다.
- ④ 성별 : 남, 여 성별을 선택한다.
- ⑤ 재활다리 : 재활 다리가 좌측인지, 우측인지 선택한다.

IV 사용 방법

4.6 사용자 선택


⑤

사용자 이름	사용자 번호	재활 다리	최근 접속 시간
맨맨델	Leg1111	원발	2016/12/16 14:22
김수완	00100	원발	2016/12/15 15:35
1125L_2	1125L_2	원발	2016/12/06 18:15
dslee0613..._b1////////	1234567890---	원발	2016/12/06 15:16
ddl	111111111	원발	2016/12/06 15:04
1999	4	원발	2016/12/06 15:02
1202L_1	1202L_1	원발	2016/12/02 16:08
1130R_4	1130R_4	오른발	2016/11/30 15:28
1119L_1	1119L_1	원발	2016/11/29 19:44
1125R_1	1125R_1	오른발	2009/03/05 06:21

① 사용자 정보 ② 사용자관리 1/5 페이지 ③ 이전페이지 ④ 다음페이지

Search Reset 다음

• 사용자이름, 사용자번호, 재활다리, 최근 접속시간을 각각 터치하면 오름차순 또는 내림차순으로 정렬 할 수 있다.

- ① 사용자 정보 : 선택한 사용자의 좌우 발란스, 각도 및 하중최대값, 평가게임, 근력평가의 결과 데이터를 차트로 확인 할 수 있다.
- ② 사용자관리 : 선택한 사용자를 삭제하거나 결과 데이터를 컴퓨터 저장 할 수 있다. (관리자 사용 기능)
- ③ 이전페이지 : 사용자리스트의 이전 목록을 볼 수 있다.
- ④ 다음페이지 : 사용자리스트의 다음 목록을 볼 수 있다.
- ⑤ 홈 버튼() : 초기화면으로 복귀한다.

4.7 사용자 정보



- ① 좌우 발란스
측정한 좌/우 기준점의 퍼센트 수치를 좌우형태의 그래프로 확인할 수 있다.
- ② 각도 및 하중 최대값
측정한 최대값 하중과 기울기의 수치를 꺾은선 그래프로 확인할 수 있다.
- ③ 평가 게임
게임의 측정결과를 상하형태의 막대그래프로 확인할 수 있다.
- ④ 근력 평가
근력평가의 측정결과를 상하형태의 막대그래프로 확인할 수 있다.


IV 사용 방법

4.8 메인 메뉴



- 1) 훈련
- 훈련을 개별적으로 실행 할 수 있다.
- 2) 훈련 편집기
- 훈련을 난이도, 횟수, 제한시간 등을 편집하여 훈련을 할 수 있다.
- 3) 평가 - 발란스, 최대값측정, 근력훈련를 할 수 있다.
- 4) 난이도 설정 - 비밀번호(0000) 입력 후 훈련의 난이도를 설정할 수 있다.

4.9 훈련 메뉴



- 1) 체중이동훈련, 체중 전후좌우 이동훈련, 체중 전후좌우 이동훈련2, 근력훈련, 최대값 측정을 할 수 있다.


IV 사용 방법

4.10 좌우 발란스 기준점 설정 측정



- ① 측정 완료 시간 카운터 : 약 5초간 편안한 자세를 유지할 것
- ② 왼쪽 다리에 인가된 하중
- ③ 오른쪽 다리에 인가된 하중
- ④ 전체하중
- ⑤ 재 측정 : 기준점 설정을 재 측정 할 수 있다.
- ⑥ 다음 : 기준점 설정 완료 후 다음 단계 진행

4.11 기울기 및 최대값 측정




*기존 등록자는 평가 모드에서 기울기 및 최대값 측정을 클릭하여 재 측정 할 수 있다.

- ① 측정 시작 버튼을 클릭한다.
- ② 화면에 표시되는 안내 메시지에 따라 측정을 시작한다.
- ③ 양발을 무게센서에 고정하고 환측 다리 쪽으로 체중을 최대한 이동시키고 무릎을 최대한 굽힌다.(5초 이상 자세를 유지하면 최대 각도와 최대 하중 측정값이 표시됨.)
- ④ 입력란은 임의로 측정값을 수정 입력하기 위하여 사용한다.
- ⑤ 측정이 완료되면 "닫기" 버튼을 클릭하여 측정을 끝낸다.

IV 사용 방법

4.12 커서 이동 방법



- 1) 좌우이동 : 무게 중심의 좌우 이동에 따라 커서가 좌우로 움직인다.
- 2) 상하이동 : 무릎을 굽히면 커서가 위로 움직이고, 무릎을 펴면 커서가 아래로 움직인다.
- 3) 좌우 상하 동작은 기울기 및 하중 최대값 측정 시 측정된 값을 기준으로 좌우 및 상하로 동작되며 기존 사용자는 장비를 사용할 때 발란스만 측정하고, 기울기 및 하중 최대값은 기존에 저장되어 있던 값을 사용한다. 기존 사용자의 기울기 및 최대값은 변경은 평가항목의 최대값측정에서 재 측정하여 수정할 수 있다.

4.13 훈련(풍선터뜨리기)



- 1) 풍선이 있는 곳으로 벌이 날아가 풍선을 터뜨리면 점수가 증가 하는 게임이다.
- 2) 좌/우 무게의 목표수치에 도달하면 벌이 풍선으로 날아가며 설정된 유지시간 동안 무게를 유지하면 벌이 날아가서 풍선을 터뜨린다.
- 3) 훈련을 진행하면서 획득한 점수와 시간을 확인 할 수 있다.

4.14 훈련1(과일 잡기)




- 1) 모든 훈련은 환경설정에서 설정된 상태로 진행 된다.
- 2) 상하좌우 이동하는 훈련(수평 무게 중심이동 과 수직 구부림 훈련)
- 3) 훈련시간 동안 과일을 잡는 개수만큼 점수가 올라간다.

4.15 훈련2(버블팡)



- 1) 사용자가 2개 이상의 같은 색 구슬을 맞추면 점수가 증가하는 게임이다.
- 2) 수평 무게 중심이동을 이용하여 화살촉이 좌/우로 이동하며, 수직 구부림 동작으로 구슬을 발사한다. 발판 기준점 이상으로 무게를 실으면 하나의 버블만 쏜다.
- 3) 훈련을 진행하면서 점수와 시간을 확인할 수 있다.

4.16 근력 훈련



- 1) 환경설정에 설정된 일정시간 동안 몇 번의 근력훈련을 수행 하는지 측정한다.
- 2) ③번 상자가 ①번 상자의 크기보다 커졌다가 ②번 상자 보다 작아지면 카운트가 증가한다.
- 3) 기울기 센서를 착용한 다리를 굽히면 세로 방향으로 크기가 커지고 다시 펴면 세로 방향으로 크기가 작아진다.
- 4) 기울기 센서를 착용한 다리에 체중을 실으면 가로 방향으로 크기가 커지고 반대로 체중을 실으면 크기가 작아진다.

IV 사용 방법

4.17 훈련 편집기



- 1) 추가 : 훈련을 추가 할 수 있다.
(훈련이름, 난이도, 훈련시간을 설정한다.)
- 2) 삭제 : 추가된 훈련을 삭제한다.

4.18 평가 메뉴



- 1) 메인 메뉴에서 “평가” 버튼을 클릭하면 평가 초기 화면이 나타난다.
- 2) 평가에서는 발란스 측정, 최대값측정, 근력 평가를 할 수 있다.
- 3) 좌측 하단 이전 버튼을 클릭 하면 메인 화면으로 돌아간다.
- 4) 발란스 측정은 좌우 발란스 기준점 설정 측정 항목과 동일하다.
- 5) 최대값측정은 기울기 및 최대값 측정 항목과 동일하다.

IV

사용 방법

4.19 환경 설정(풍선터뜨리기)



- 1) 하중 가중치를 "어려움" "보통" "쉬움" 3단계로 설정할 수 있다.
- 2) 유지시간을 "어려움" "보통" "쉬움" 3단계로 설정할 수 있다.

4.20 환경 설정(과일잡기)



- 1) 풍선 터뜨리기, 과일잡기, 버블팡, 근력 훈련 3가지 훈련 환경 설정을 할 수 있다.
- 2) "커서 속도"는 훈련별로 속도 변경이 가능하고 가로속도, 세로속도로 조절할 수 있다.
- 3) 하중 가중치를 "어려움" "보통" "쉬움" 3단계로 설정할 수 있다.
- 4) 각도 가중치를 "어려움" "보통" "쉬움" 3단계로 설정할 수 있다.

IV

사용 방법

4.21 환경 설정(근력훈련)



- 1) 근력 강화 훈련에 대한 최대기울기, 최대하중, 기울기 가중치, 하중 가중치, 측정시간, 상태유지 시간을 설정할 수 있다.
- 2) 기울기 가중치, 하중 가중치 기본값은 70으로 설정되어 있다.

4.22 시스템 설정



- 1) 초기화면에서 시스템 설정 버튼을 클릭한다.
- 2) 시스템 설정에 들어가기 전에 관리자 패스워드 입력화면으로 관리자 비밀번호 4자리를 입력해야 시스템 설정으로 들어갈 수 있다.
(초기 비밀번호는 "0000"이다) 관리자 패스워드는 변경 가능하다.

IV 사용 방법

4.23 시스템 설정



- 1) 센서 테스터, 언어설정, 패스워드변경 설정을 할 수 있다.
- 2) Calibration 설정은 제조사 또는 판매사에 문의하여 주시기 바랍니다.



4.24 시스템종료 및 전원 OFF



- 1) 프로그램을 종료하기 위해서는 초기 화면에서 “시스템종료” 버튼을 누른다.
- 2) “확인” 를 누르면 프로그램을 종료하고 “취소”를 누르면 다시 초기화면으로 돌아간다.
- 3) “프로그램만 종료” 누르게 되면 바탕화면이 뜬다
- 4) 본체 후면에 있는 메인 전원 스위치를 OFF 한다

IV 사용 방법



4.25 PC software up-grade →VERSION 변경시



- 1) 업데이트 zip 파일을 바탕화면 source 폴더에 복사한다.
- 2) 업데이트 zip 파일을 압축풀기 한다.
- 3) 압축 풀 파일의 run.exe 을 바탕화면에 바로가기 아이콘을 생성한다.

IV 사용 방법

4.26 PC software up-grade



- 1) 윈도우 좌측 하단의 시작버튼을 클릭한다.
- 2) Window7 os 사용시 프로그램 및 파일 검색 창에 shell:startup 을 검색하여 실행한다.
- 3) Windows10 os 사용시 windows key + R key 눌러 검색 창에 shell:startup 을 검색하여 실행한다.
- 4) 기존에 들어있는 아이콘을 삭제한다.
- 5) 바탕화면에 run.exe 아이콘을 복사하여 shell:startup 폴더에 붙여넣는다.
- 6) PC를 재부팅 하면 자동으로 SBT-110 프로그램이 동작한다.

제품보증서

- 본 제품의 보상규정은 소비자 피해 보상 규정에 따라 보상합니다.
- 본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사과정을 거쳐 만든 제품입니다.
보증기간 중 정상적인 사용상태에서 발생한 고장은 당사(제조사) 또는 판매처(대리점)에서 무상으로 수리해 드립니다.
- 품질 보증기간은 구입일로 부터 1년입니다.
- 다음의 경우에는 보증기간이라도 유상으로 수리합니다.
 - 본 제품의 개조, 사용상의 취급 부주의에 의한 고장
 - 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장
 - 보증서의 제시가 없을 시
- 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제조일로 부터 3년입니다.

식품의약품 안전처 허가
제인 13-2142호

나라장터 물품식별번호
22730446-01

제품명		3차원 균형 훈련기		보증기간	
모델명		3DBT-12		구입일로 부터 1년	
제조번호					
구입일		년 월 일			
고객	성명				
	주소				
	전화				

판매처	상호				
	주소				
	전화				