

기립 균형 훈련기

3DBT-26B



※ 이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

판매원  **브레인닥터**

경기도 안양시 동안구 안양천동로 162, 상가동 비03호
Tel. 070-4647-3644 | Email. hyunee14@menq.co.kr

제조원 **Man&tel** 주/맨엔텔

경북 구미시 산업로 258
Tel. 054-444-2377 | Email. master@manntel.com

기립 균형 훈련기

3DBT-26B

- 품목명 : 수동식정형용운동장치
- 본 제품 사용대상자 :
기립 균형 능력이 부족한 사람

Man&tel
주/맨엔텔

신체의 좌우 이동을 이용하는 수동식정형용운동장치이다.
상관과 무릎 보호대의 좌우 이동을 통한 훈련이 가능하다.
전동 리프트갈럼으로 상관 상하 조절이 가능하고 넘어짐 방지를 위한 무릎 보호대와 안전띠가 있어 안전하게 균형 훈련을 할 수 있다.

의료기기 신고

- 품목명 : 수동식정형용운동장치
- 식약처 제조업 허가번호 제 3399호
- 식약처 품목 허가번호 제신 17-663호
- KGMP 인정 / ISO13485 인증
- FDA 등록 D290439
- 관련 특허 등록 (제10-1652334호)



동작원리

좌우로 슬라이딩 되는 상관과 무릎 보호대를 통하여 환자가 선 상태에서 좌우로 움직이게 함.

제품 특징

- 신체의 좌우 불균형을 유도하여 균형 능력 및 근력 훈련
- 좌우로 이동이 되는 상관지지대와 무릎 보호대
- 환자 키에 따른 상관지지대 높이 조절(전동식)
- 환자에 따른 안전벨트 조임 조절 기능(수동식)

제품 사양

- 사이즈 : 1,250(W) X 1,000(L) X 950 ~ 1,350(H)mm $\pm 5\%$
- 설치공간 : 1,250(W) X 1,000(L) X 1,350(H)mm
- 상관높이 조절범위 : 300 ± 1 mm
- 상관 좌우 이동(슬라이딩) 거리 : 240 ± 5 mm
- 무릎 지지대 좌우 이동(슬라이딩) 거리 : 150 ± 5 mm
- 제품 무게 : 90Kg
- 전원/소비전력 : AC 220-240V, 50/60Hz / 230W

※ 사이트 : 해운대 나눔과 행복 병원 외

※ 이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

발행일: 2021. 02

 **브레인닥터** Tel. 070-4647-3644
Email. hyunee14@menq.co.kr